

규격서

품명	단위	수량
냉동수술기	Sys	1

가) 특징

1. Plug & Play 적용으로 편리한 작동 가능: Generator는 함께 사용하는 일회용 프로브 두께에 따라 적절한 매개변수(출력압력)를 자동 설정 함
2. 편리해진 사용성: Generator는 모든 중요한 설정이 Display를 통해 표시 됨. (Effect 값, Activation Timer)
3. 프로브를 처음 사용할 때부터 시술을 마칠 때 까지, 어느 조직에 사용하더라도 동일한 동결 성능을 구현 함
4. 기관지내시경 시술시 검체 채취 및 조직파괴가 가능한 장비이며 정확한 검체 획득이 가능하여 진단률 향상을 기대할 수 있음.

나) 구성

- | | |
|--------------|-------|
| 1. 본체 | 1 Set |
| 2. 원페달 풋스위치 | 1 Set |
| 3. 전용 카트 | 1 Set |
| 4. 약세서리 바스켓 | 1 Set |
| 5. 전용 가스 어댑터 | 1 Set |
| 6. 전용 가스 호스 | 1 SET |

다) 사양

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. 전원 | 100-120 / 220-240 Volt |
| 2. 전원주파수 | 50 / 60 Hz |
| 3. 가로 x 높이 x 세로 규격 | 410 x 130 x 370mm |
| 4. 규격 범주 acc. to 93 / 42 EWG | IIb |
| 5. 보호 카테고리 acc. to EN 60 601-1 | I |
| 6. 유형 cc. to EN 60 601-1 | CF |
| 7. 무게 | 6.7 kg |
| 8. 사용 Gas 타입 | CO2 gas 10L Bottle size |
| 9. 입력압력 (P1) | 45bar ≤ P1 ≤ 65bar |

10. 냉동강도 (Effect Level)

냉동수술기프로브 모델명	Effect Level 1 (단위 °C)
20402-401	-27.6 ±
20402-410	-26.2 ±
20402-411	-24.7 ±
보관온도	-20°C ~ 50°C
보관습도	15% ~ 80%

라) 기타사항

1. 공급자는 3년간 서비스 보증을 제공한다.
2. 설치를 위한 요소나 배선에 대하여 정비 관리자에게 제공한다.
3. 설치와 테스트의 실행은 공급처의 훈련된 엔지니어에 의해 수행하여야 한다.

납품 장소 : 가톨릭관동대학교 국제성모병원 내

※ 기타 특수조건은 첨부서류의 “물품 구매 계약 특수 조건”을 참고